

LIQUIBAND® OPTIMA

Adesivo tissutale topico a base di cianoacrilati

Liquiband Optima® è un adesivo tissutale cianoacrilico ideale per la chiusura dell'exit-site post impianto, grazie alla sua velocità di polimerizzazione (<10"), che riduce i tempi chirurgici e favorisce la rimarginazione della ferita, inducendo una minore risposta infiammatoria. La polimerizzazione di Liquiband Optima® a contatto con la ferita, dopo l'impianto di qualsiasi tipo



di VAD (PICC, Midline, CICC, Port etc.), favorisce la formazione di una efficace barriera antimicrobica protettiva, resistente all'acqua, previene l'insorgere di infezioni ed evita l'utilizzo di punti di sutura; inoltre elimina la necessità di prima medicazione a 24h dall'impianto, perché efficace nella prevenzione del sanguinamento post-inserimento.

Liquiband Optima®, inoltre è di applicazione semplice ed intuitiva grazie al suo puntatore "flow control", già premontato, che consente una dispensazione accurata "salva goccia" di un solo ed unico strato di adesivo (richiede un'unica applicazione) anche in zone ristrette.



MEDIVAL S.r.l.

Via San Crispino, 33 – 35129 PADOVA

Tel. 049775477 – Fax 049775884

www.medival.it – marketing@medival.it